

# Кожный клей DERMABOND\*

Хирургический клей для закрытия кожных ран



# Кожный клей DERMABOND\*

Хирургический кожный клей DERMABOND\* изготовлен на основе 2-Октилциано-крилата.

Кожный клей DERMABOND\* в комбинации с внутрикожным швом показан для закрытия кожных ран в общей хирургии, сердечно-сосудистой, торакальной хирургии, а также в акушерстве и гинекологии.

Использование кожного клея DERMABOND\* дает заметное улучшение косметического эффекта ушитой раны<sup>24, 25</sup>. В связи с этим, клей особенно показан для использования в пластической хирургии, а также в педиатрии.

## Надежный антибактериальный барьер

Множественные исследования подтвердили эффективность использования кожного клея DERMABOND\* для предотвращения проникновения патогенов в рану извне.

DERMABOND\* формирует антимикробный барьер, устойчивый к возбудителям инфекции области хирургического вмешательства<sup>18</sup>:

### Грамположительные

- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus epidermidis

### Грамотрицательные

- E. coli
- Klebsiella Pneumoniae

## Удобство и отсутствие ограничений для пациента

Использование клея DERMABOND\* обеспечивает дополнительный комфорт для пациента: не требуется наложения дополнительной повязки и регулярных перевязок<sup>17, 20, 27, 27</sup>.

Пациент может принимать душ сразу после операции<sup>23</sup>.

Кожный клей DERMABOND\* самопроизвольно отшелушивается через 7-10 дней, не требуя удаления в условиях стационара.

## Вариативность форм для разных процедур

Кожный клей DERMABOND\* стерильно упакован, и может быть использован только до момента полной полимеризации и засыхания клея в тубе.

В зависимости от формы выпуска кожный клей DERMABOND\* подходит для разрезов длиной от 5 см до 25 см.

## Кожный клей DERMABOND\*

### КОЖНЫЙ КЛЕЙ DERMABOND

Изделие	Описание	Код	Кол-во в коробке	Объем, мл	Длина раны (см)
	DERMABOND* ProPen XL	<b>APPXL6</b>	6	0,75	22-25
	DERMABOND* ProPen	<b>APP6</b>	6	0,5	12-15
	DERMABOND*	<b>AHV12</b>	12	0,5	10-12
	DERMABOND* mini	<b>AHVM12</b>	12	0,36	5-7