

---

# Каталог продукции ETHICON®

- Шовные материалы
- Сетчатые импланты
- Дренажные системы
- Кожные клеи
- Гемостатические средства местного действия и другие решения для разных областей хирургии

**ETHICON**

*Johnson & Johnson* SURGICAL TECHNOLOGIES\*

---

# MONOCRYL® (Полиглекапрон 25)

Монофиламентный синтетический  
рассасывающийся шовный материал



# MONOCRYL®

## (Полиглекапрон 25)

MONOCRYL® – монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал. Нить MONOCRYL® очень мягкая и эластичная, удобная в обращении.

Используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии, а также пластической хирургии. MONOCRYL® оптимально подходит для ушивания кожи, для наложения швов на тонкий и толстый кишечник, брюшину, мочевой пузырь и мочеточники, промежность, влагалище (эпизиотомия), крайнюю плоть (циркумцизия).



### Профиль рассасывания

Полное рассасывание нити MONOCRYL® в хирургической ране наступает между 91 и 119 сутками.



### Высокая начальная прочность на разрыв

Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, MONOCRYL® с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв.

При этом нить обеспечивает гарантированную поддержку тканей в течение 14 дней после наложения шва.

| Неокрашенная нить                                                            |                      | Окрашенная нить                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Срок имплантации                                                             | Остаточная прочность | Срок имплантации                                                             | Остаточная прочность |
| 7 суток                                                                      | 50%                  | 7 суток                                                                      | 60%                  |
| 14 суток                                                                     | 20%                  | 14 суток                                                                     | 30%                  |
| Полная потеря прочности на разрыв происходит через 21 день после имплантации |                      | Полная потеря прочности на разрыв происходит через 28 дней после имплантации |                      |



## КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

| Длина и описание иглы                                                                                                             | Длина нити, см | Толщина нити |            |            |              |            |            | Кол-во в коробке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                   |                | 1 (M4)       | 0 (M3,5)   | 2/0 (M3)   | 3/0 (M2)     | 4/0 (M1,5) | 6/0 (M0,7) |                  |
| <b>RB-2</b> (13 мм)<br>                          | 45             |              |            |            |              |            | W3224<br>■ | 12               |
| <b>RB-1</b> (17 мм)<br>                          | 70             |              |            |            | W3437<br>■   | W3435<br>■ |            | 12               |
| <b>SH-1</b> (22 мм)<br>                          | 70             |              |            | W3662<br>■ | W3661<br>■   | W3660<br>■ |            | 12               |
| <b>SH</b> (26 мм)<br>                            | 70             |              |            | W3448<br>■ | W3447<br>■   |            |            | 12               |
| <b>SH PLUS</b> (26 мм)<br><br>уплощенный кончик  | 70             |              |            |            | W3627<br>■   |            |            | 12               |
| <b>SH PLUS</b> (26 мм)<br><br>уплощенный кончик | 8x45           |              |            |            | Y864G*<br>■  |            |            | 12               |
| <b>SH PLUS</b> (26 мм) <b>VISI Black</b><br>   | 70             |              |            |            | W3664<br>■   |            |            | 12               |
|                                                                                                                                   | 8x70           |              |            |            | Y7840G*<br>■ |            |            | 12               |
| <b>SH PLUS</b> (26 мм) <b>VISI Black</b><br>   | 70             |              |            | W3665<br>■ |              |            |            | 12               |
| <b>MH-1</b> (31 мм)<br>                        | 70             |              | W3442<br>■ |            |              |            |            | 12               |
| <b>MH</b> (36 мм)<br>                          | 70             | W3457<br>■   |            |            |              |            |            | 12               |
| <b>CT</b> (40 мм)<br><br>усиленная игла        | 70             |              | W3758<br>■ |            |              |            |            | 12               |
| <b>MO-45</b> (45 мм)<br><br>массивная игла     | 90             | W3727<br>■   |            |            |              |            |            | 12               |

\* - Control Release needle-suture attachment

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить




## КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

| Длина и описание иглы                                                                                      | Длина нити, см | Толщина нити                                                                               |                                                                                              | Кол-во в коробке |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                            |                | 2/0 (M3)                                                                                   | 3/0 (M2)                                                                                     |                  |
| ● <b>UR-6</b> (26 мм)<br> | 70             |                                                                                            | W3637<br> | 12               |
| ● <b>UR-5</b> (36 мм)<br> | 70             | W3604<br> |                                                                                              | 12               |

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

| Длина и описание иглы                                                                                        | Длина нити, см | Толщина нити                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                | Кол-во в коробке |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                              |                | 0 (M3,5)                                                                                     | 2/0 (M3)                                                                                       | 3/0 (M2)                                                                                       |                  |
| ▼ <b>V-7</b> (26 мм)<br>  | 70             |                                                                                              | W3440<br> | W3439<br> | 12               |
| ▼ <b>V-34</b> (36 мм)<br> | 70             | W3489<br> | W3488<br> |                                                                                                | 12               |

# ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

| Длина и описание иглы                                                                                          | Длина нити, см | Толщина нити |               |              |              |            | Кол-во в коробке |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                                                                                                                |                | 2/0 (M3)     | 3/0 (M2)      | 4/0 (M1,5)   | 5/0 (M1)     | 6/0 (M0,7) |                  |
| ▼ P-3 PRIME (13 мм)<br>       | 45             |              |               |              | W3203<br>■   |            | 12               |
| ▼ P-3 PRIME MP (13 мм)<br>    | 45             |              |               |              | MPY493H<br>■ |            | 36               |
| ▼ FS-3 (16 мм)<br>            | 45             |              |               |              | W3221<br>■   |            | 12               |
| ▼ PS-3 PRIME (16 мм)<br>      | 45             |              |               | W3205<br>■   | W3204<br>■   |            | 12               |
| ▼ PS-3 PRIME MP (16 мм)<br>   | 45             |              |               | MPY501H<br>■ | MPY500H<br>■ |            | 36               |
| ▼ FS-2 (19 мм)<br>            | 45             |              |               | W3201<br>■   |              |            | 12               |
|                                                                                                                | 70             |              | W3202<br>■    |              | W3209<br>■   |            | 12               |
| ▼ PS-2 PRIME (19 мм)<br>     | 45             |              | W3207<br>■    | W3206<br>■   |              |            | 12               |
| ▼ PS-2 PRIME MP (19 мм)<br> | 45             |              | MPY497H<br>■  | MPY496H<br>■ |              |            | 36               |
| ▼ FS (26 мм)<br>            | 70             | W3327<br>■   | W3326<br>■    |              |              |            | 12               |
| ▼ PS PRIME (26 мм)<br>      | 70             |              | W3213<br>■    |              |              |            | 12               |
| ▼ PS PRIME MP (26 мм)<br>   | 70             |              | MPY3213H<br>■ |              |              |            | 36               |

# ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

| Длина и описание иглы                                                                                                 | Длина нити, см | Толщина нити | Кол-во в коробке |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                       |                | 1 (M4)       |                  |
| ▼ CP (40 мм)<br><br>усиленная игла | 90             | W3770<br>■   | 12               |

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

## ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

| Длина и описание иглы                                                                              | Длина<br>нити, см | Толщина нити                                                                                 | Кол-во<br>в<br>коробке |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                    |                   | 6/0<br>(M0,7)                                                                                |                        |
| ▼ S-14 (8 мм)<br> | 45                | W3552<br> | 12                     |

## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

| Длина и описание иглы                                                                             | Длина<br>нити,<br>см | Толщина нити                                                                                 | Кол-во<br>в<br>коробке |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                   |                      | 3/0<br>(M2)                                                                                  |                        |
| ▼ KS (60 мм)<br> | 70                   | W3650<br> | 12                     |